

MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR MAGISTER II SPENGLER

Ref. 507975



Utilisée dans le cadre de la mesure manuelle de la pression artérielle.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes MAGISTER® II de SPENGLER.
Membrane multifréquence en fibre de verre pour pavillon adulte.

 27/10/2025 21:28:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR MAGISTER II SPENGLER



Ref. 507975

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030346	Code douanier	90181990
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		