

BRASSARD EXTRA LARGE ADULTE 40-48CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER

Ref. 546021



Utilisé pour la mesure non invasive de la pression artérielle.

Description

Brassards extra large (40-48cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

📅 27/10/2025 21:41:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD EXTRA LARGE ADULTE 40-48CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. [546021](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029685	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.102

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---