

LOT DE 4 ROULEAUX PAPIER POUR IMPRIMANTE MONITEUR 4VS SPENGLER

Ref. 551643



Utilisés pour l'impression des données de surveillance.

Description

Lot de 4 rouleaux de papier pour imprimante du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER

 27/10/2025 21:29:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 4 ROULEAUX PAPIER POUR IMPRIMANTE MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551643

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446033125	Code douanier	85049099
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.228
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		