

MANCHE DE RECHANGE POUR SMARTLED 5500 ET VISIONLED 4000 SPENGLER

Ref. 570519



Destinée à l'éclairage médical.

Description

Manche de rechange pour otoscope SPENGLER SMARTLED 5500

27/10/2025 21:37:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MANCHE DE RECHANGE POUR SMARTLED 5500 ET VISIONLED 4000 SPENGLER



Ref. 570519

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446026370	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.038
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/10/2025 21:37:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.