

BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE, ADULTE, SUNTECH

Ref. DSU230725

SUNTECH



27/10/2025 21:36:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD ORBIT-K AVEC MICROPHONE,
ADULTE, SUNTECH****SUNTECH**Ref. DSU230725

Utilisé pour la mesure automatisée de la pression artérielle avec détection acoustique.

Description

Brassard tensiomètre Orbit-K™ spécifiquement conçus pour moniteur Tango™ d'épreuves d'effort SunTech Medical.

Symbole du partenariat initié en 1986 avec la NASA, le brassard ORBIT délivre un confort exceptionnel et une sensation de vide comme un clin d'œil à l'espace.

Brassard taille petit ADULTE pour les bras d'une circonférence de 25-35 cm.

Brassard avec microphone.

Ils permettent d'effectuer des mesures de la pression artérielle fiables, répétées, car ils sont maintenus en place pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque et s'avèrent ainsi confortables pour le patient. Ils bénéficient d'une conception qui assure le positionnement du microphone K-Sound le long de l'artère brachiale.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	0110840935101000	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.086

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---