

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT
LONG (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231062

Conçus pour un usage pédiatrique ponctuel en mesure tensionnelle.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, vert.
Taille enfant long 12-19cm, raccord rectus bayonnette.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014100	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.857

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---