

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE LARGE ADULTE (31-40CM) -
CONNECTEUR À VIS**

Ref. DSU231087

SUNTECH



CE



Destinés à la mesure tensionnelle chez les adultes en contexte d'usage unique.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bordeaux.
Double tubulure, Taille large adulte 31-40 cm, raccord à vis.

27/10/2025 21:35:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE LARGE ADULTE (31-40CM) -
CONNECTEUR À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231087

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014544	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.145

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---