

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE
(31-40CM) - CONNECTEUR BAYONET
MÉTAL**

Ref. DSU231115

SUNTECH



CE



Utilisés pour la mesure de la pression artérielle chez les adultes.

Description

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à bayonette 31-40cm.

27/10/2025 21:21:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE LARGE ADULTE
(31-40CM) - CONNECTEUR BAYONET
MÉTAL**

SUNTECH

Ref. DSU231115

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041008836	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité emballée / Poids (kg)	0.6

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---