

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE
(38-50CM) - CONNECTEUR BAYONET
MÉTAL**

Ref. DSU231116

SUNTECH



CE



Indiqués pour la mesure non invasive de la pression artérielle chez l'adulte.

Description

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à bayonette 38-50cm.

27/10/2025 21:22:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE
(38-50CM) - CONNECTEUR BAYONET
MÉTAL**

SUNTECH

Ref. DSU231116

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041008843	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité emballée / Poids (kg)	0.8

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---