


CAPTEUR SPO2 ADULTE SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2

Ref. 222254



CE
0537



📅 29/10/2025 02:17:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 ADULTE SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 222254

Un capteur souple et précis pour une mesure SpO₂ confortable et fiable au quotidien.

Description

Capteur spo2 adulte silicone pour oxymètre MASTER PALM 2

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030247	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.099

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---