

LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3

Ref. 223004



Une protection souple et fiable pour prolonger la durée de vie de votre tensiomètre Master Palm 2 ou 3.

Description

Protection en silicone pour les oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3.
Lot de 2 protections, une jaune et une transparente.

29/10/2025 01:58:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON
SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3****Ref. 223004****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446025434	Code douanier	90330000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.074

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---