


CABLE PC USB POUR MASTER PALM 2 SPENGLER

Ref. 223006



CE
0123



Connectez votre tensiomètre Master Palm 2 en toute simplicité pour un transfert de données rapide et sécurisé.

Description

Cable PC-USB pour liaison MASTER PALM 2 vers logiciel de revue de données

29/10/2025 01:57:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CABLE PC USB POUR MASTER PALM 2 SPENGLER



Ref. 223006

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446025458	Code douanier	90330000
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.037
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		