

PAIRE D'EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER ROSE STANDARD POUR PULSE II



Ref. 506904

Des embouts auriculaires confortables et colorés, pensés pour un usage standard avec le Pulse II.

Description

Paire d'embouts auriculaires pour PULSE II de SPENGLER. taille standard, couleur rose.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030025	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		