

**BAGUE ANTIFROID CORAIL PETITE CLOCHE
PR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON****Ref. 507945**

Un confort thermique discret pour vos examens avec le Dual Pulse II, jusque dans les moindres détails.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur corail pour petite cloche.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030094	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		