

PETITE MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR MAGISTER II DUAL SPENGLER

Ref. 507975S



Une membrane flottante en fibre de verre, pensée pour optimiser l'écoute avec le Magister II Dual.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes MAGISTER® II de SPENGLER.
Membrane multifréquence en fibre de verre pour pavillon pédiatrique.

29/10/2025 02:08:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PETITE MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR MAGISTER II DUAL SPENGL



Ref. 507975S

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446033187	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.002

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---