

**BAGUE METAL FINITION ALUMINIUM
BROSSE POUR CARDIO PRESTIGE II
SPENGLER****Ref. 507981**

Une finition soignée en aluminium brossé pour renforcer la durabilité et l'élégance de votre stéthoscope Cardio Prestige II.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® II de SPENGLER.
Bague Metal finition aluminium brosse.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030407	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/10/2025 02:18:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.