

THERMOMÈTRE DE REMPLACEMENT AURICULAIRE POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551644

Un thermomètre auriculaire fiable, conçu pour s'intégrer parfaitement au moniteur 4VS Spengler.

Description

Thermomètre de remplacement auriculaire infra rouge pour moniteur de signes vitaux SPENGLER 4VS

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446033132	Code douanier	9025192090
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.162

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---