

MANCHE DE RECHANGE BLEU MYRTILLE POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500



Ref. 570519B

Destinée au remplacement de la pièce d'origine.

Description

Une couleur vive pour une meilleure visibilité, pensée pour accompagner l'otoscope Smartled 5500 au quotidien.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446041748	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.038
Unité nue / Poids (kg)	0.038		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 29/10/2025 01:50:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.