

MANCHE DE RECHANGE CORAIL POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500

Ref. 570519C



Destinée à l'éclairage médical.

Description

Un manche coloré et fiable pour prolonger l'usage de votre otoscope SmartLED en toute simplicité.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446041731	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.038
Unité nue / Poids (kg)	0.038		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---