

POIRE D'INSUFFLATION POUR OTOSCOPE LUXAMED

Ref. A5.201.112



29/10/2025 02:06:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

POIRE D'INSUFFLATION POUR OTOSCOPE LUXAMED

Ref. A5.201.112

Permet le diagnostic du mouvement/de la flexibilité du tympan.

Compatible avec les otoscopes Luxamed ou l'otoscope Spengler X Luxamed edition.

Description

La poire d'insufflation Spengler est conçue pour assurer un gonflage manuel rapide et précis des brassards de tensiomètre. Sa prise en main ergonomique facilite l'utilisation en cabinet comme en déplacement.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381960225	Code douanier	9018908400
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES