

MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40

SUNTECH

Ref. DSU551403



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE

Mesurez la température avec précision et rapidité grâce au module Filac 3000, conçu pour s'intégrer parfaitement à la station CT40.

Description

Module de Température Covidien Filac 3000 pour Station Suntech CT40

29/10/2025 02:07:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC
3000 POUR STATION SUNTECH CT40****SUNTECH****Ref. DSU551403****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0413	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446032432	Code douanier	9018.19.5500
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	23	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité emballée / Poids (kg)	0.612
Unité nue / Poids (kg)	0.34		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---