

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT  
UNIQUE EXTRA LARGE (38-50CM) -  
CONNECTEUR À VIS**

**Ref. DSU231089**

**SUNTECH**



CE



**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT  
UNIQUE EXTRA LARGE (38-50CM) -  
CONNECTEUR À VIS**

**SUNTECH**

Ref. DSU231089

Conçu pour les morphologies larges, ce brassard à double tubulure assure une mesure fiable et confortable en usage patient unique.

## Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, marron.  
Double tubulure, Taille cuissard 38-50 cm, raccord à vis.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014551	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.88

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---