

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE NÉONATAL N°4 (7-13CM)**

SUNTECH

Ref. DSU231108

Des brassards adaptés aux plus petits patients pour une mesure fiable et confortable en milieu néonatal.

Description

Ce lot de 20 brassards Suntech monobloc à double tubulure est conçu pour les nouveau-nés (taille 4 – 7 à 13 cm). Il garantit une prise de tension précise tout en assurant un confort optimal pour les patients les plus fragiles.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014872	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.433

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---