

KIT DE RECHARGEMENT MASTER PALM 2/3 (SOCLE, BATTERIE LITHIUM, CORDON)

Ref. 223007



Kit de rechargement complet – socle, batterie lithium et cordon pour Master Palm 2/3, prêt à l'usage.

Description

Kit de rechargement pour les oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3.
Composé d'une batterie lithium, d'un cordon d'alimentation et d'une base de rechargement.

📅 29/10/2025 20:20:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT DE RECHARGEMENT MASTER PALM 2/3 (SOCLE, BATTERIE LITHIUM, CORDON)



Ref. 223007

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446025403	Code douanier	90330000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.263
Unité nue / Poids (kg)	0.125		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--