

LYRE SIMPLE TUBE BLEU AZUR SPENGLER

Ref. 507901



Lyre simple tube bleu azur Spengler

Description

Tubulure de couleur bleu azur avec lyres pour stéthoscopes Magister® de SPENGLER

29/10/2025 20:28:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LYRE SIMPLE TUBE BLEU AZUR SPENGLER

Ref. 507901



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009434	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---