

**LYRE SIMPLE TUBE CHROME ROSE
BOUGAINVILLIER SPENGLER****Ref. 507915**

Lyre simple tube chrome rose bougainvillier Spengler

Description

Tubulure de couleur rose bougainvillier avec lyres pour stéthoscopes PULSE® et DUAL PULSE® de SPENGLER

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446003890	Code douanier	90181990
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---