

**MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE PAVILLON
ADULTE/BAGUE GRISE SPENGLER****Ref. 507931**

Membrane multifréquence adulte – écoute précise à différentes intensités, avec bague grise pour stéthoscope Spengler.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® de SPENGLER.
Membrane multifréquence pavillon adulte avec bague grise antifroids.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009625	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		