

**BAGUE ANTIFROID CORAIL GRANDE  
CLOCHE PR DUAL PULSE II DOUBLE  
PAVILLON****Ref. 507945B**

Bague antifroid corail – confort amélioré pour la grande cloche du Dual Pulse II, adaptée aux examens prolongés.

## Description

Pièce détachée pour stéthoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.  
Bague antifroid de couleur corail pour grand pavillon.

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030650	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.002

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---