

MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE POUR PETIT PAVILLON CARDIO PRESTIG

Ref. 507977



Membrane flottante en fibre de verre – conçue pour le petit pavillon du Cardio Prestige, précision acoustique et confort d'écoute.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® II de SPENGLER.
Membrane multifréquence en fibre de verre pour pavillon pédiatrique.

 29/10/2025 20:20:56 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**MEMBRANE FLOTTANTE FIBRE DE VERRE
POUR PETIT PAVILLON CARDIO PRESTIG****Ref. 507977****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030360	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		