


CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE POUR SPOT-CHECK 2VS

Ref. 546010



CE
0123



Capteur SpO₂ adulte – mesure fiable et confortable, conçu pour le spot-check Spengler 2VS.

Description

Capteur SPO₂ adulte pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

29/10/2025 20:26:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE POUR
SPOT-CHECK 2VS****Ref. 546010****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446029609	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.053

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---