


CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS

Ref. 551631



CE
0537



Capteur SpO₂ pédiatrique – précision adaptée aux plus jeunes, conçu pour le moniteur Spengler 4VS.

Description

Capteur SPO₂ pédiatrique pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

29/10/2025 20:20:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551631

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446031183	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.093

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---