


CAPTEUR SPO2 NÉONATE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS

Ref. 551632



CE
0537



Capteur SpO₂ néonatal – surveillance douce et précise dès les premiers jours, conçu pour le moniteur Spengler 4VS.

Description

Capteur SPO₂ néonate pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

29/10/2025 20:26:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 NÉONATE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551632

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446031190	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.086

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---