

MANCHE DE RECHANGE VERT D'EAU POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 PÉDIATRIQUE



Ref. 570519P

Destinée à l'éclairage médical.

Description

Manche ergonomique de rechange, coloris vert d'eau, conçu pour l'otoscope pédiatrique Smartled 5500. Offre une bonne prise en main et une identification rapide en milieu médical.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446041724	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.038
Unité nue / Poids (kg)	0.038		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---