

SPIROMÈTRE DATOSPIR TOUCH EASY T SIBELMED

Ref. DSSPIR02

Sibelmed



CE
0197

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 YEAR
1
GUARANTEE

29/10/2025 20:22:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**SPIROMÈTRE DATOSPIR TOUCH EASY T
SIBELMED****Ref. DSSPIR02**

Évaluez la fonction respiratoire avec précision grâce à une interface tactile intuitive.

Description

Le DATOSPIR TOUCH EASY T est un spiromètre électronique compact et intuitif, conçu pour les soins de santé primaires, la médecine du travail et les unités de pneumologie. Il propose une interface tactile, une batterie rechargeable, une station météo intégrée et un contrôle qualité automatique pour garantir des tests respiratoires fiables et précis.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0197	Dispositif Médical	Classe IIa
Code douanier	90200090	Garantie (mois)	12
Pays	Espagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---