


PINCE-NEZ PLASTIQUE À USAGE UNIQUE POUR SPIROMÉTRIE SIBELMED (X100)

Ref. DSSPIR03



CE



PINCE-NEZ PLASTIQUE À USAGE UNIQUE POUR SPIROMÉTRIE SIBELMED (X100)

Ref. DSSPIR03

Assurez des mesures respiratoires fiables avec un confort nasal optimal et une hygiène garantie.

Description

Conçus pour les tests de spirométrie, ces pinces-nez à usage unique empêchent les fuites d'air par les narines, garantissant des mesures précises. Leur design ergonomique avec coussinets souples et arceau flexible assure un confort optimal pour le patient. Chaque pince-nez est emballé individuellement pour une hygiène maximale.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	8699089770403	Code douanier	90192090
Garantie (mois)	12	Pays	Turquie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	375
Unité nue / Poids (kg)	310		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES