

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE
ADULTE (31-40CM) - SANS CONNECTEUR**

SUNTECH

Ref. DSU231077



Brassard large adulte (31–40 cm) à usage unique – hygiène renforcée, sans connecteur, prêt à l'emploi

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bordeaux.
Taille large adulte 31-40cm, sans raccord.

29/10/2025 20:21:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE
ADULTE (31-40CM) - SANS CONNECTEUR**

SUNTECH

Ref. DSU231077

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014483	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.045

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---