

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE PETIT ADULTE (17-25CM) -
CONNECTEUR À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231083



CE



29/10/2025 20:21:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE PETIT ADULTE (17-25CM) -
CONNECTEUR À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231083

Brassards double tubulure à usage unique – taille petit adulte (17–25 cm), avec connecteur à vis, adaptés aux environnements exigeants.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, turquoise.
Double tubulure, Taille petit adulte long 17-25cm, raccord à vis.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014513	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.178

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 29/10/2025 20:21:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.