

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR
À VIS

SUNTECH

Ref. DSU231085



CE



**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT
UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR
À VIS**

SUNTECH

Ref. DSU231085

Assurez une mesure fiable de la tension artérielle avec un brassard confortable et adapté à un usage unique.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bleu royal.
Double tubulure, Taille adulte 23-33 cm, raccord à vis.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014520	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité emballée / Poids (kg)	1.444

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---