

ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Ref. IE01603



ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Ref. IE01603



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016283	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.308	Unité nue / Poids (kg)	0.308

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---