

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507214



30/10/2025 20:47:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER
PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON****Ref. 507214****Le stéthoscope polyvalent de Spengler****Description**

Pour l'auscultation pédiatrique.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Noir ou Bleu Azur

Azur : Ref 507214

Noir : Ref 507210

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009137	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.375

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Azur	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

30/10/2025 20:47:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.