

MALLETTE ELITE BAGS COMMUNITY

Ref. MECOMM02_B

ELITE BAGS



30/10/2025 21:03:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS COMMUNITY

Ref. MECOMM02_B



Description

C'est la mallette compacte idéale pour les professionnels qui exercent une assistance médicale limitée, notamment les infirmières, ou transportent du matériel très spécifique. Avec un design intérieur qui permet de modifier la configuration des espaces afin d'accueillir différents types de matériaux.

- Une large poche frontale pour objets personnels (gants, collecteur d'aiguilles...)
- Espace avec des séparateurs extractibles
- Ampoulier isotherme avec 19 élastiques
- Bandoulières démontables
- Fermeture à cadenas
- Bande pour positionnement du chariot (en option)
- Mesures : 35 x 25,5 x 14 cm
- Capacité : 12,5 L
- Poids : 1,35 kg
- Matériau : 420D Serge poylester jacquard. Lavable
- Capacité maximum recommandé : 3kg
- Vendu vide
- Disponible en bleu (MECOMM02_B) et rose (MECOMM02_B)

MALLETTE ELITE BAGS COMMUNITY

Ref. [MECOMM02_B](#)



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564541772	Code douanier	42029270
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité nue / Largeur (cm)	25.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	37	Unité nue / Longueur (cm)	35
Unité emballée / Poids (kg)	1.35	Unité nue / Poids (kg)	1.35

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---