


## CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX PEDIA RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 3

Ref. 222261



CE  
0537



31/10/2025 21:54:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX PEDIA  
RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 3****Ref. 222261**

Mesure SpO<sub>2</sub> fiable et adaptée aux enfants avec technologie OxiMax.

## Description

Capteur spo2 compatible NELCORR OXIMAX, pédiatrique pour oxymètre MASTER PALM 3

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030148	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.094

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---