

PAIRE D'EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER VERTS STANDARD POUR PULSE II PÉ



Ref. 506907

Confort et précision pour une mesure auriculaire adaptée aux plus jeunes.

Description

Paire d'embouts auriculaires pour stéthoscope PULSE II pédiatrique de SPENGLER.
De couleur verte, taille standard.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030681	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		