

LYRE SIMPLE TUBE ÉMERAUDE SPENGLER

Ref. 507906



Lyre simple tube émeraude Spengler

Description

Tubulure de couleur emeraude avec lyres pour stéthoscopes Magister® de SPENGLER

31/10/2025 21:30:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LYRE SIMPLE TUBE ÉMERAUDE SPENGLER

Ref. 507906



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009472	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.065
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		