

MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE PAVILLON PÉDIATRIQUE/BAGUE NOIRE SPENGLER

Ref. 507932



Écoute précise des hautes et basses fréquences adaptée aux examens pédiatriques.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® de SPENGLER.
Membrane multifréquence pavillon pédiatrique avec bague noire antifroids.

31/10/2025 21:41:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE PAVILLON PÉDIATRIQUE/BAGUE NOIRE SPENGLER



Ref. 507932

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009632	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		