

## MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE PAVILLON PÉDIATRIQUE/BAGUE GRISE SPENGLER

Ref. 507933



Écoute fine des sons médicaux grâce à une membrane adaptée aux examens pédiatriques.

### Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Cardio Prestige® de SPENGLER.  
Membrane multifréquence pavillon pédiatrique avec bague grise antifroids.

31/10/2025 21:45:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**MEMBRANE MULTIFRÉQUENCE PAVILLON  
PÉDIATRIQUE/BAGUE GRISE SPENGLER****Ref. 507933****Caractéristiques**

|                                           |               |                               |          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | AUCUN         | Dispositif Médical            | Classe I |
| Code barre                                | 3700446009649 | Code douanier                 | 90181990 |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc       |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.005    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Température mini                          | NA            | Température maxi              | NA       |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi                 | NA       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |          |