

**BAGUE GRISE PAVILLON CLOCHE
MAGISTER DUAL PULSE SPENGLER****Ref. 507940**

Une bague grise antifroid pour un confort optimal avec le pavillon cloche du stéthoscope Magister Dual Pulse.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes MAGISTER® et DUAL PULSE de SPENGLER.
Bague grise pavillon cloche.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009694	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		