

**BAGUE ANTIFROID ROSE PETITE CLOCHE
POUR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON****Ref. 507947**

Un confort thermique optimal pour les examens avec la petite cloche du stéthoscope Dual Pulse II.

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur noir rose petite cloche.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030117	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		