


CAPTEUR SPO2 SPENGLER NÉONATE T- TYPE POUR SPOT-CHECK 2VS

Ref. 546012



CE
0123



Mesure SpO₂ douce et sécurisée pour les nouveau-nés avec le Spot-check 2VS.

Description

Capteur SPO₂ néonate pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

31/10/2025 21:54:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**CAPTEUR SPO2 SPENGLER NÉONATE T-
TYPE POUR SPOT-CHECK 2VS****Ref. 546012****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446029623	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.07

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---