

## BRASSARD NEONATE 6-11CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER

Ref. 546016



Un brassard adapté aux tout-petits pour une mesure fiable avec le Spot-Check 2VS Spengler.

### Description

Brassards néonate (6-11cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

31/10/2025 21:52:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD NEONATE 6-11CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546016

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029630	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.029

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---